



Uchwyt strzykawki zawiera mechaniczny zatrząsk, który gwarantuje stabilne mocowanie tłoka. Niezależnie od tego samotestujący system sprawdza czy wszystko zostało właściwie przygotowane do infuzji.

Klips zabezpieczający akcesoria podczas procesu infuzji.



Łatwe w przenoszeniu dzięki funkcjonalnemu uchwytowi



Specjalny, składany uchwyt na tylnej ścianie pompy, który ułatwia montowanie i demontowanie pompy.

Możliwość zastosowania strzykawk 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; automatyczne rozpoznanie zainstalowanej strzykawki i wyświetlenie informacji na panelu.



Port USB, port do systemu przywoławczego, port LAN, port równoległy.

System kontroli ciśnienia pozwala w sposób ciągły i przejrzysty monitorować cały proces infuzji.



7 calowy wysokiej rozdzielczości wyświetlacz, wyświetlający w sposób przejrzysty wszystkie niezbędne informacje.