



# Clivia

Premium POC Ultrasound



wisonic



# Wszechstronny i skoncentrowany

## Przy łóżku ▶▶▶

Przyłóżkowe badania jamy brzusznej, kardiologiczne i położniczo-ginekologiczne zawsze wymagają doskonałej mobilności i najwyższej jakości obrazu, na które odpowiedzią jest Clivia.



## Intensywna opieka ▶▶▶

Ciągłe śledzenie każdego krytycznego pacjenta wymaga znacznego wysiłku w zakresie rejestrowania i pomiaru danych. Pożądane są wykresy trendów i automatyczne pomiary. Odpowiedzią jest Clivia.




## Ratownictwo ▶▶▶

Szybka i pewna diagnoza ma kluczowe znaczenie w każdym nagłym przypadku, który wymaga natychmiastowego uruchomienia, doskonałego obrazu i mobilności. Odpowiedzią jest Clivia.



## Opieka ogólna ▶▶▶

Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom pacjentów, urządzenie medyczne powinno być wszechstronne i dostosowane do potrzeb różnych oddziałów takich jak: MSK, sport i rehabilitacja, kardiologia. Odpowiedzią jest Clivia.



# Ergonomicznie zaprojektowany



Dzięki przegubowemu, podwójnemu ramieniu Clivia oferuje optymalny kąt widzenia i wygodne wielodotkowe gesty

## Wyraźny i czysty

17,3-calowy ekran dotykowy LED HD, zapewniający fenomenalną jakość obrazu. Dzięki szczelnej i wodoodpornej konstrukcji Clivia umożliwia łatwą dezynfekcję.

## Klasyczny i nowoczesny

Clivia zapewnia dwojaki styl pracy, umożliwiając dowolne przełączanie pomiędzy klasycznym panelem sterowania a nowoczesnym ekranem dotykowym.

## Niezawodny i wygodny

Elektrycznie sterowany wózek zapewnia natychmiastową regulację wysokości w celu dopasowania do pozycji siedzącej i stojącej.

## Wszechstronny i elastyczny

Wbudowana kamera zapewnia zdalną konsultację. Adapter umożliwiający podłączenie do 4 sond to jeszcze więcej możliwości.

## Bezpieczny i wydajny

Skaner odcisku palca i blokada hasłem.

## Mocny i trwały

Wbudowany akumulator o dużej pojemności oraz dodatkowy akumulator w wózku umożliwiają ponad 6 godzin pracy.








# Połączony i inteligentny

## \*wiCloud▶▶▶


Clivia wyposażona jest w platformę wiCloud, która umożliwia uruchomienie wielu funkcji, takich jak zdalne konsultacje, udostępnianie kodów QR, samouczki wideo w chmurze, PACS w chmurze, kontrola jakości w chmurze itp.




wiNerve rozpoznawanie nerwów z AI



Centrum Edukacyjne wiLearn Pro




wiShow nagrywanie w celach edukacyjnych




wiCloud zdalne konsultacje w czasie rzeczywistym

\*Opcja dostępna w wybranych krajach






wiCalc Auto VTI, doskonałe narzędzie do szybkiego obliczania CO i SV, bardzo wydajne i dokładne




Automatyczny Pomiar Przepony w celu oceny jej stanu i obliczenia funkcji oddychania spontanicznego



Automatyczny Pomiar Naczyń, inteligentne wyświetlanie średnicy naczyń, dokładne zalecenia dotyczące rozmiaru cewników



Technologia Holo™ PW umożliwi pomiar przepływu krwi w maksymalnie 3 próbkach jednocześnie, co pomaga w ocenie zwężenia naczyń i przetoki tętnico-żylniej



wiNeedle automatyczne wzmocnienie igły na głowicy convex



Auto Needle automatyczne wykrywanie igły i automatyczna regulacja wiązki akustycznej



# Pełna gama głowic


Szeroka gama sond zapewnia naszym klientom dokładniejsze i kompleksowe rozwiązania kliniczne. Innowacyjne przyciski na sondach i konstrukcja punktu znakowania sondy gwarantują wygodną obsługę.




Rodzina głowic




## Najwyższa jakość obrazu




Torbiel podkolanowa



Przeptyw krwi w tętnicy szyjnej




Splot ramienny z wiNerve




Przeptyw krwi w kończynie dolnej




Apex 4-komorowy



Apex 4-komorowy TDI



Niedomykalność MV i TV



Przeptyw krwi w nerkach



**The Innovator of New Ultrasound**



**wisonic** GRUPA MEDYCZNA

tel. kom.: +48 501 569 056

tel. kom.: +48 502 065 608

biuro@grupamedyczna.pl

www.grupamedyczna.pl

## Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd.

Contact address: 6th Floor, NO.6 Building, Pingshan Technology Park,  
Taoyuan Street, Nanshan District, 518055 Shenzhen, P.R.China

Tel : +86 755-8600 7788

Fax: +86 755-8600 7799

Email: info@wisonic.com

Website: www.wisonic.com

© Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. **wisonic** jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd. Informacje wewnętrzne służą wyłącznie do nauki. Shenzhen Wisonic Medical Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktu i/lub zakończenia produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

H-5900-00-40567 Clivia (2024 PL)

Niniejsza broszura przeznaczona jest wyłącznie do celów wymiany akademickiej i referencji. Żadna część tego materiału nie powinna być wykorzystywana do diagnozowania lub leczenia jakiegokolwiek choroby lub stanu.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące obsługi, zapoznaj się z instrukcją obsługi Wisonic.

wiCloud wspomniana w materiale może podlegać regulacjom rządowym i może nie być dostępna we wszystkich krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy Wisonic - Grupą Medyczną Sp. z o.o.